


V 1.00

Novembre 2010

Présentation

MedicElite est livré avec un module tactile qui facilite la saisie des informations quotidiennes grâce à l'utilisation d'un écran ou ordinateur tactile.

Après vous être identifié en ayant choisi votre nom et tapé votre mot de passe, cliquez sur le bouton « Saisie tactile » à gauche de l'écran.



Vous obtenez alors cet écran qui offre neuf choix. Il vous suffit avec le doigt de taper une fois sur un bouton pour rentrer dans la fonction désirée.


Nursing

Les soins de nursing ont été programmés dans MédicElite . La planification va être validée par cette fonction :

Choisissez la tournée



Puis choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt. Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à gauche de l'écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.



Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par défaut), puis tapez sur le bouton « Choix Résident ».



La fiche du patient s'affiche. Tapez sur le premier soin que vous avez réalisé, puis sur le bouton OK en haut à droite. Le soin s'ajoute alors dans la liste. Recommencez cette opération sur tous les soins réalisés. Si vous désirez indiquer qu'un soin n'a pas été fait correctement (ou pas du tout), choisissez le soin dans la liste, puis tapez sur « PAS fait » ou sur « En partie ». Ces indications seront alors ajoutées à la liste.

Si vous vous êtes trompé, tapez sur le soin à supprimer dans la liste en bas à droite et tapez sur le bouton « Supprimer Soins ». Confirmez et le soin sera supprimé. Vous pouvez alors éventuellement le ressaisir correctement.

Lorsque la saisie de ce patient est terminée, tapez sur le bouton « Valider Résident ».

Le bouton « Quitter » permet de quitter cet écran sans valider.

Recommencez l'opération pour tous les résidents.

Transmissions



Le module tactile de MedicElite vous permet de saisir et de visualiser vos transmissions.

L'écran s'ouvre sur les transmissions du jour. Vous pouvez changer de jour en pressant sur les flèches en haut de l'écran. Flèche de gauche pour la veille et flèche de droite pour le lendemain.

Bouton « Valider trans » : Permet de valider une transmission et d'indiquer que vous l'avez lue. Vous tapez sur la transmission désirée (elle se met en bleu) et vous tapez sur le bouton « Valider trans ». Un message confirme votre action


Bouton « Valider journée » : Permet de valider toutes les transmissions d'une journée d'un seul coup. Vous tapez sur le bouton « Valider trans ». Un message confirme votre action

Bouton « Reprendre » Si vous désirez dans la journée, reprendre pour corriger une transmission que vous avez écrite, tapez sur la transmission désirée et tapez sur le bouton reprendre pour pouvoir la modifier. Vous ne pouvez reprendre que les transmissions que vous avez écrite dans la limite de 24h (ou celle déterminée par votre administrateur)

Bouton « Répondre » : Cette fonction permet de répondre à une transmission en reprenant sa cible et son patient. Cela permet de créer une suite à une transmission déjà transmise.

Bouton « Quitter » : Quitte cet écran.

Tapez sur le bouton « Ecrire » pour rédiger une nouvelle transmission. Vous obtenez l'écran suivant :




Le clavier tactile vous permet de saisir les informations demandées :

- La date que vous n'avez pas en principe à modifier
- Choisissez le résident en tapant sur la petite flèche à droite de la case
- Tapez sur la case cible et tapez sur le clavier son contenu
- Tapez l'exposé des faits

A la fin de la saisie, tapez sur le bouton « valider saisie »

Selles


La saisie des selles peut aussi s'effectuer en mode tactile.



La liste des résidents s'affiche à gauche de l'écran. Vous pouvez ne prendre qu'un secteur en le choisissant dans la case en haut à gauche.

L'écran couvre la semaine en cours. Pour consulter les semaines précédentes, utilisez les flèches bleues en haut de l'écran.

En tapant sur la case qui correspond à un patient et une journée et une période ((matin, après midi, soir ou nuit), un menu apparaît :



Indiquez le type de selles constatées.


Passez au patient suivant.

Tapez sur le bouton rouge en haut de l'écran pour sortir.

Paramètres

C'est dans cet écran que vous pouvez saisir les paramètres des patients (température, pouls, tension etc...)

Choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt. Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à gauche de l'écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.



Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par défaut), puis tapez sur le bouton « Choix Résident ».



Vous pouvez alors renseigner un ou plusieurs paramètres : température, poids, tension, pouls ou glycémie.


A chaque fois, tapez dans la case du paramètre concerné, puis tapez la valeur numérique à l'aide du pavé tactile situé à droite de l'écran. A la fin de la saisie, validez la saisie en tapant sur le bouton « Vert ».

Recommencez l'opération pour un autre résident.


Traitements

Cette fonction est destinée à la saisie des validations de traitement des patients. La planification a été déterminée par l'Idéc ou le médecin-Co dans le logiciel MédicElite.

Choisissez la tournée :



Puis choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt. Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à gauche de l'écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.



Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par défaut), puis tapez sur le bouton « Choisir Résident » ou terminez en tapant le bouton rouge.

Vous allez pouvoir valider les médicaments qui ont été distribués.

MATIN

ARNOULT **DENISE**
306

Médicament	Poso	Etat	Remarque
▶ APROVEL 150mg Cpr pe 1			
DISCOTRINE 5MG	1		
EFFERALGAN 1 g cp effe 1			
TRANSIPEG 5.9	2		

VALIDER TOUT OK
VALID LIGNE
REMARQUE
FIN

Vous pouvez :

Valider TOUT OK

Valide l'ensemble de la prise des médicaments pour la tournée de ce résident.

Valid Ligne

Permet de valider les médicaments ligne par ligne

REMARQUE


permet de saisir une remarque sur la distribution d'un médicament. Commencez par cliquer sur la ligne du médicament particulier, puis tapez sur remarque et saisissez la.

A la fin de votre saisie, tapez sur FIN

Hydratation

Les fiches d'hydratation peuvent aussi être renseignées en mode tactile.

Choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt. Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à gauche de l'écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.



Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par défaut), puis tapez sur le bouton « Choisir Résident » ou terminez en tapant le bouton rouge.

L'écran de saisie de l'hydratation s'affiche alors :

ANDRE BALAIN

30/11/2010	Petit Déjeuner	Matinée	Déjeuner	Gouter/ 16H	Diner	Soir	Nuit
Café / Chocolat							
Thé / Tisane							
Eau							
Jus de fruit / Soda							
Substitut							
Eau gélifiée							
Autre boisson							

Total de la journée :








Pour chaque aliment situé à gauche, choisissez la colonne qui correspond à la période de la journée, puis tapez sur la case grise pour choisir la quantité :



Tapez sur la quantité désirée. A la fin de la saisie tapez sur Valider Saisie.

Attention : les quantités affichées peuvent varier selon le paramétrage.

Vous pouvez aussi consulter le jour précédent ou suivant en tapant sur les flèches bleues ou imprimer la fiche en tapant sur l'imprimante.

Dé-signer

En vous identifiant à l'entrée du logiciel, le logiciel s'est adapté à votre profil et vos saisies ont été « signées ». Lorsque vous avez fini de travailler, tapez simplement sur le bouton « Dé-signer » pour déconnecter votre nom de l'ordinateur. Cela permettra à l'utilisateur suivant de saisir à son tour des informations.

Il lui suffira de cliquer sur son nom et de taper son mot de passe pour prendre le relai.

Quitter

Cette fonction permet de quitter le programme MédicElite. Mais cela n'éteint pas l'ordinateur.

Retour MédicElite

Cette fonction quitte le mode tactile du logiciel et permet de revenir au fonctionnement traditionnel de MédicElite avec le clavier.